

HYAFILIA®

Hyaluronic Acid Dermal Filler

Thiết Kế Riêng Cho Vẻ Đẹp Của Bạn



CHAMEDITECH

TẬP ĐOÀN CHA BIO

Tập Đoàn Cha Bio với 60 năm lịch sử đang đi đầu trong nghiên cứu về Tế bào, Gen và Epigenetic. Chúng tôi tận tâm tạo ra các giải pháp tế bào gốc tích hợp, bao gồm dịch vụ y tế trước, trong và sau điều trị. Ước mơ của chúng tôi là xây dựng một nền tảng giải pháp sinh học toàn diện, từ nghiên cứu & phát triển (R&D) đến thương mại hóa, dưới cùng một hệ thống quản lý.

TRUNG TÂM Y TẾ

TẬP ĐOÀN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

VIỆN GIÁO DỤC



TẬP ĐOÀN CHA BIO


CHA MEDITECH là công ty sinh học thẩm mỹ toàn cầu thuộc Tập đoàn CHA BIO. Sử dụng công nghệ Nền tảng liên hợp vật liệu sinh học (BMCP), chúng tôi chuyên sản xuất các vật liệu sinh học, mỹ phẩm và thiết bị y tế, bao gồm cả chất làm đầy da HA.

THIẾT BỊ Y TẾ

MỸ PHẨM

VẬT LIỆU SINH HỌC





HYAFILIA® *S*


HYAFILIA® *M*

HYAFILIA® *V*


TẠI SAO LẠI LÀ HYAFILIA?

CHA-HEART

High concentration Emlulsion Arrangement & Reaction Technology



CHA-HEART là viết tắt của High Concentration Emulsion Arrangement and Reaction Technology (Công nghệ Sắp xếp và Phản ứng Nhũ tương Nồng độ cao). Đây là một kỹ thuật độc đáo được phát triển bằng cách sử dụng MACM (Máy trộn ly tâm không khí từ tính) trong quá trình liên kết chéo HA và BDDE. Kỹ thuật này không chỉ cho phép liên kết chéo hóa học thông qua BDDE mà còn liên kết chéo vật lý bằng cách quay và xoay theo nhiều hướng. Nhờ đó, Hyafilum có thể được tạo ra dưới dạng gel HA liên kết chéo với nồng độ cao.



5 Điểm Cộng

An Toàn

Công nghệ liên kết chéo của chúng tôi với thiết bị MACM đặc biệt được thiết kế để giảm đáng kể rủi ro tác dụng phụ bằng cách giảm thiểu lượng dư hóa chất BDDE và tạo thành một liên kết bền vững với axit hyaluronic.

Đàn Hồi

Sản phẩm Hyafilum có độ đàn hồi cao, giúp chống lại các tác động từ bên ngoài có thể làm biến dạng hình dáng hoặc làm nâng da.

Mềm Mại

Việc tiêm sản phẩm mềm mại cho phép bác sĩ dễ dàng kiểm soát và thực hiện các thủ thuật một cách chính xác. Điều này giúp giảm thiểu tổn thương da cho bệnh nhân và ngăn ngừa bầm tím, ban đỏ và phù nề sau thủ thuật.



Lâu Dài


Axit hyaluronic liên kết chéo được sản xuất bằng công nghệ chuyên biệt của chúng tôi có khả năng chống lại enzyme cực tốt và làm chậm quá trình phân hủy trong cơ thể, mang lại hiệu quả lâu dài.

Gắn Kết

Gel có độ gắn kết cao cho phép điều trị theo hình dạng mong muốn, mang lại vẻ ngoài tự nhiên và ngăn ngừa sự di chuyển sau thủ thuật.



ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ



Thiết Kế Màu Sắc Khác Nhau để nhận biết từng dòng sản phẩm

S

Thiết Kế Tiện Dụng tạo sự thoải mái cho bác sĩ

M

Thiết kế thoải mái giảm lực tiêm

V

HYAFILIA®

SMV

HYAFILIA® S là một loại axit hyaluronic liên kết chéo mềm mại, được thiết kế để cải thiện các nếp nhăn nông và khuyết điểm da vừa phải. Sản phẩm cung cấp khả năng phục hồi mô cân bằng mà không tạo ra bề mặt sần sùi hoặc lợn cợn. Sản phẩm này chủ yếu được dùng để điều chỉnh các vấn đề như nếp nhăn ở vùng ấn đường (giữa hai lông mày), nếp nhăn quanh miệng, mắt và rãnh nước mắt.



Nồng độ
20mg/mL

Lidocaine HCL
0.3 %

Đóng gói, Kim tiêm
1mL, 27G/29G

Soft ●●○○



HYAFILIA®

Vết chân chim

Nếp nhăn nông

Nếp nhăn quanh miệng

Thiết Kế Riêng Cho Vẻ Đẹp Của Bạn



HYAFILIA® *M* là một loại axit hyaluronic liên kết chéo có độ đàn hồi cao, được thiết kế để tăng thể tích mô mềm và chỉnh sửa các nếp nhăn trung bình. Sản phẩm đặc biệt hướng đến các vấn đề như nếp nhăn khóe miệng (marionette lines), nếp nhăn môi (barcode lip lines) và nếp gấp rãnh mũi má (nasolabial folds), đảm bảo mang lại hiệu quả cân bằng và tối ưu.



Nồng độ

20mg/mL

Lidocaine HCL

0.3 %

Đóng gói, Kim tiêm

1mL, 27G/29G

Mold ●●●○



HYAFILIA®

Mũi

Rãnh mũi má

Nếp nhăn khóe miệng

Thiết Kế Riêng Cho Vẻ Đẹp Của Bạn



HYAFILIA® V là một loại axit hyaluronic liên kết chéo cực kỳ đàn hồi, chuyên dùng để phục hồi hoặc tăng thể tích mô mềm, đồng thời chỉnh sửa các nếp nhăn sâu và rãnh da. Sản phẩm này được tối ưu hóa để tạo hình đường nét khuôn mặt và mang lại thể tích tối đa, đồng thời giảm thiểu tác dụng phụ trong trung và dài hạn.



Nồng độ
20mg/mL

Lidocaine HCL
0.3 %

Đóng gói, Kim tiêm
1mL, 27G/29G

Volume ●●●●



Trán

Gò má

Đường viền hàm

Cằm

DOROTHY *D* là một loại axit hyaluronic liên kết chéo siêu mềm mại, được thiết kế đặc biệt để lấp đầy các vết lõm da nông, bao gồm cả các nếp nhăn li ti. Sản phẩm này cũng giúp cải thiện chất lượng da như độ ẩm và độ đàn hồi trên vùng mặt, cổ và ngực thông qua phương pháp tiêm trong da.



Nồng độ


15mg/mL

Không Có Lidocaine

Đóng gói, Kim tiêm

3mL * 3ea,
Không kèm kim tiêm

Dewy ●○○○



Vùng trán

Vết chân chim

Nếp nhăn quanh miệng

Vùng má

Nếp nhăn má (xuất hiện khi cười)

Vùng cổ

Vùng ngực




Nghiên cứu ca bệnh trên bệnh nhân 1








Nghiên cứu ca bệnh trên bệnh nhân 2





Nghiên cứu ca bệnh trên bệnh nhân 3





Nghiên cứu ca bệnh trên bệnh nhân 4



DÒNG SẢN PHẨM

Lidocaine



Thành phần

HA liên kết chéo
(20mg/mL)

HA liên kết chéo
(20mg/mL)

HA liên kết chéo
(20mg/mL)

HA liên kết chéo
(15mg/mL)

Chỉ định

Correction of
superficial wrinkles

Filling of all moderately
pronounced wrinkles
on the full face

Filling
deep wrinkles

Correction of
superficial wrinkles

Vùng tiêm

Trung bì nông

Trung bì

Trung bì sâu hoặc
mô dưới da

Trung bì nông

Kích thước
kim tiêm

27G / 29G

27G / 29G

27G / 29G

Không gồm kim

Đơn vị
đóng gói

1mL

1mL

1mL

3mL x 3ea

Chứng nhận

CE / MFDS

CE / MFDS

CE / MFDS

CE / MFDS



HYAFILIA®



CHAMEDITECH

contactmd@chamc.co.kr
www.chamt.co.kr